


# So funktioniert die Nagelspange

**Mit 3 einfachen Schritten eine aufwändige Operation ersparen:**



Das System besteht aus der Spange mit Schenkel a und b und einer Schlaufe (Teil c). Beide Elemente sind aus hochwertigem dünnen Federstahldraht gefertigt.

## Schritt 1:

Der erste Spangenschenkel wird an der weniger oder unbeschädigten Nagelseite angehängt, fixiert und passend abgeschnitten.



Der zweite Schenkel wird eingehängt und fixiert. Dank des in der Mitte der Spange befindlichen Griffes kann der VHO-Therapeut dabei mit viel Fingerspitzengefühl vorgehen, was dem Patienten weitere Schmerzen erspart.



## Schritt 2:

Dann wird die Schlaufe eingesetzt, und mittels eines Windehakens verdrillt. Dadurch werden die drei Teile der VHO-Spange fest miteinander verbunden. Die dabei entstehende Rückstellkraft hebt die Nagelkanten aus dem Wundgebiet, so dass Druck und somit auch der Schmerz augenblicklich nachlassen.



## Schritt 3:

Die überstehenden Drahtteile (von Spange und Schlaufe) werden abgeschnitten und mit Kunstnagelmaterial abgedeckt (schützt u.a. die Strümpfe).